



Linha Descartável

## Broca Automática (Trepanação)



A Broca Automática é indicada para realização do primeiro acesso em procedimentos de craniotomia através de orifícios de trepanação, tendo sua ação interrompida automaticamente ao entrar em contato com tecidos moles.




A ø 8 mm



A ø 11 mm





A ø 14 mm



### MODO DE USO (IMPORTÂNCIA DO POSICIONAMENTO CORRETO):

A fim de assegurar uma operação segura e eficaz, é de suma importância manter a posição precisa (90°) do perfurador em relação ao crânio. Essa posição deve ser constantemente mantida em mente durante todo o processo de perfuração.

## Tipos de Engates



A - Diâmetro Externo de Perfuração  
B - Diâmetro Interno de Perfuração  
C - Espessura mínima do crânio necessária para o sistema de parada automática atuar.

### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
HUDSON: 80482490025  
SMITH: 80482490003  
HUDSON / SMITH:  
80482499004



MATERIAL  
INOX



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

