


Linha Descartável


Broca Cortante Esférica



A Broca Cortante Esférica é indicada para desbaste agressivo de ossos e cartilagens, com a finalidade de remover tumores osteocartilaginosos, descompressões em estruturas nervosas ou vasculares ou preparar o local para a instalação de fixadores ósseos e implantes.



Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490025
(ER-01 - ER-20)

80482499018
(ER-21 - ER-30)



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

