

Linha Descartável

Broca Diamantada Esférica




A Broca Diamantada é indicada para desbaste delicado e polimento de espículas ósseas, com a finalidade de promover acabamento ósseo. Também é indicada, nas descompressões de estruturas nervosas ou vasculares junto ao osso pois não agredem diretamente os tecidos moles.



0,6 mm	0,8 mm	1,0 mm	1,4 mm	2,3 mm	3,1 mm	4,0 mm	
4,5 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	*Comprimento sob consulta			

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
 80482490024
 (ER-01 - ER-20)

80482499017
 (ER-21 - ER-30)



MATERIAL
 INOX



ESTERELIZAÇÃO
 ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
 5 ANOS

