

Linha Descartável

## Broca Cortante Esférica



A Broca Cortante Esférica é indicada para desbaste agressivo de ossos e cartilagens, com a finalidade de remover tumores osteocartilaginosos, descompressões em estruturas nervosas ou vasculares ou preparar o local para a instalação de fixadores ósseos e implantes.”


**Carbide:** O carboneto de tungstênio se destaca pela alta dureza e resistência, proporcionando cortes precisos e duráveis, mesmo em materiais extremamente duros. No contexto de produtos para a saúde, ele oferece diversas vantagens, principalmente em durabilidade do corte e transferência térmica.



\*Comprimento sob consulta



## Tipos de Engates



**CARBIDE** (CARBONETO  
DE TUNGSTÊNIO)

### Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA  
80482490028



MATERIAL  
CARBIDE



ESTERELIZAÇÃO  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE  
5 ANOS

