




Prendedor para regulagem de altura



O conjunto de Cateter Ventricular para Hidrocefalia e Monitoração da Pressão Intracraniana com Reservatório, é um conjunto fechado completo formado por um cateter de silicone, mandril e todos os acessórios para sua utilização: conector para preenchimento do sistema, reservatório tipo bolsa plástica com conector para equipo, tunelizador, conectores e tampinhas.

Indicado exclusivamente para o uso do neuro-cirurgião para a drenagem, coleta, controle e monitorização da pressão do fluido cérebro-espinhal (FCE).

Tamanhos disponíveis atualmente:

- . Reservatório — 550 ml
- . Cateter — 23,5 cm ou 35 cm



ACESSE O SITE

Cateter com mandril



Aba de sutura



Conectores para cateter



Tampa



Tunelizador

fotos meramente ilustrativas