




Catálogo Acessórios
Vascular



SCITECH®
Innovation for Life

Cateter Balão para acomodação

Giant **AT**
Abdominal / Torácica



Registro ANVISA 10413960178

Indicações

*Para acomodação de endoprótese:
Abdominal e Torácica*

Diâmetro:
de 20mm a 46mm

Perfil: 12Fr

Características

- Duas marcas radiopacas nas extremidades
- Rápida insuflação e desinsuflação

Código	Descrição	Comprimento	Diâmetro	Perfil
110845	Cateter de Dilatação Giant-AT	100cm	20-46mm	12Fr



Cateter Pig Centimetrado

Registro ANVISA 10413960141

Características

- 21 marcas radiopacas
- 1cm de distância entre cada marcação
- 8 furos laterais

Código
105201

Descrição
Cateter Centimetrado Pig Tail 5F 0,035" 110cm




Fio guia Lunderquist

Registro ANVISA 10413960146

Código
104980

Descrição: Fio Guia Lunderquist
0,035" x 260cm x 15cm x J6mm PTFE




Fio guia Olympic

Registro ANVISA 10413960146

Código
107807

Descrição: Fio Guia Hidrofílico 0,014"x260cm J
Extra Suporte



SCITECH®
Innovation for Life

Scitech Produtos Médicos Ltda - Brasil
www.scitechmed.com
comercial@scitechmed.com
Rua 06 esq. c/ Rua 18 Qd 21 Lt 01 e 44
Polo Empresarial Goiás
Aparecida de Goiânia – GO
CEP: 74985-105 - Fone: +55 (62) 4005-3700