



SCITECH®

Innovation for Life

CATETER BALÃO OTW

HERON *Pro Hidro*

Cateter Balão Extralongo
Design Over the Wire




- ▲ Perfil 4Fr
- ▲ Compatível com guia 0,018" (maior suporte)
- ▲ Tratamento para vasos infrapoplíteos
- ▲ Ideal para lesões longas e estreitas

Ponta não traumática



CATETER BALÃO OTW HERON Pro Hidro

Tratamento de Isquemia Crítica de Membro em Casos Infrapoplíteos



Detalhes Técnicos

Comprimento do cateter	130cm
Material do balão	Poliamida
2 marcas radiopacas	Platina / Iridio
Perfil da ponta	0,021" (0,53mm)
Fio guia máximo	0,018" (0,46mm)
Introdutor compatível	4F

Tamanhos

Diâmetros (mm)	Comprimentos (mm)
2/2,5/3/3,5/4	40
2/2,5/3/3,5/4	60
2/2,5/3/3,5/4	80
2/2,5/3/3,5/4	120
2/2,5/3/3,5/4	150
2/2,5/3/3,5/4	200
2/2,5/3/3,5/4	220
2/2,5/3/3,5/4	250

Balão	2.0mm	2.5mm	3.0mm	3.5mm	4.0mm
Pressão (Mpa/bar)	Mapa de Complacência (mm)				
3	1.92	2.44	2.91	3.40	3.88
4	1.95	2.46	2.94	3.42	3.91
5	1.98	2.48	2.97	3.46	3.96
6	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
7	2.03	2.52	3.03	3.54	4.04
8	2.05	2.54	3.05	3.58	4.08
9	2.07	2.56	3.08	3.61	4.11
10	2.09	2.57	3.10	3.65	4.15
11	2.11	2.58	3.13	3.68	4.18
12	2.13	2.60	3.15	3.71	4.22
13	2.14	2.61	3.17	3.74	4.24
14	2.15	2.62	3.19	3.77	4.26
15	2.17	2.64	3.21	3.80	4.29
16	2.19	2.65	3.24	3.83	4.32
17	2.21	2.67	3.26	3.86	4.35
18	2.22	2.68	3.28	3.89	4.37
19	2.24	2.70	3.30	3.92	4.40
20	2.25	2.71	3.32	3.95	4.42

■ Pressão Nominal

■ Pressão de Ruptura



Scitech Produtos Médicos Ltda - Brasil
www.scitechmed.com
comercial@scitechmed.com
 Rua 06 esq. c/ Rua 18 Qd 21 Lt 01 e 44
 Polo Empresarial Goiás
 Aparecida de Goiânia - GO
 CEP: 74985-105 - Fone: +55 (62) 4005-3700

Distribuído por:

