



SCITECH®
Innovation for Life



V A S C U L A R

MAGNUS X

MAGNUS X



Especificações do balão

Concepção do cateter	Over-the-wire
Diâmetros do balão	4.0 a 10.0 mm
Comprimento do balão	40 a 120 cm
Comprimento do cateter	150 cm
Introdutor compatível	5 a 7F
Fio Guia compatível	0.035"
Pressão nominal	6 atm
Pressão de ruptura	14 atm
Material do balão	Pebax 7033
Revestimento	Hidrofílico

Medidas

Diâmetro (mm)	Comprimento (mm)				
	40	60	80	100	120
4,0	128002	128003	128004	—	—
5,0	128005	128006	128007	128008	128009
6,0	128010	128011	128012	128013	128014
7,0	128015	128016	128017	128018	128019
8,0	128020	128021	128022	128023	128024
9,0	128025	128026	128027	128028	—
10	128029	128030	128031	—	—

ANVISA: 10413960230