



PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM



TECNOLOGIA
NON-STICK

IMAGEM PINÇA BIPOLAR PARA TUMOR
Registro Anvisa - 10243070060

PINÇA BIPOLAR

DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM

REGISTRO ANVISA - 10243070060

Descrição:

É utilizada em todos os tipos de cirurgias, destinada a apoio em procedimentos cirúrgicos com a finalidade de coagulação ou fulguração eletrocirúrgica.

É também utilizada especificamente em cirurgias delicadas, como microcirurgias, cirurgias vasculares, neurocirurgias, microcirurgias oftalmológicas e para otorrinolaringologistas.

APRESENTA MAIOR SEGURANÇA AO CIRURGIÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:


- Leve e anatômica;
- Indicada para procedimentos de alta complexidade;
- Esterilizada por Óxido de Etileno (ETO);
- Validade da esterilização por óxido de etileno de 5 anos;
- Produto de uso único DESCARTÁVEL proporcionando maior segurança ao paciente evitando contaminação cruzada;
- Fabricada e revestida com a mais alta tecnologia em revestimentos, proporcionando maior segurança ao usuário.



PINÇA BIPOLAR

DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM

REGISTRO ANVISA - 10243070060



É uma família de produtos descartáveis, de USO ÚNICO, destinados ao uso em conjunto com geradores cirúrgicos em procedimentos de coagulação, dissecação, de corte ou de fulguração eletrocirúrgicas.

Fabricada em aço inoxidável, sua superfície possui revestimento isolante em poliamida e a ponta com tratamento especial anti aderente NON-STICK foi projetada para procedimentos que exigem um maior controle durante a coagulação.

A PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM destaca-se por reduzir a aderência de tecidos em sua ponta durante a coagulação.




CABO PARA PINÇA BIPOLAR MACOM

MA-13000DAP - CABO PARA PINÇA BIPOLAR 3 METROS

MA-13000DBP - CABO PARA PINÇA BIPOLAR 3 METROS PLUG MAIOR

REGISTRO ANVISA - 10243070090

- Acessório exclusivo para uso com a PINÇA BIPOLAR, vendido separadamente;
- Fabricado com fio de cobre revestido com polímero com 3 metros de comprimento e conector de 45 graus;
- Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO);
- Produto estéril.



CÓDIGO	PINÇA BIPOLAR ROYAL NON-STICK COM IRRIGAÇÃO	MED. (X)	MED. (Y)
MA-3041RB1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm C/ Irrigação Ponta 1,0mm Non-stick	22cm	1,0mm
MA-3041RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm C/ Irrigação Ponta 1,5mm Non-stick	22cm	1,5mm
MA-3041RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm C/ Irrigação Ponta 2,0mm Non-stick	22cm	2,0mm
MA-3041RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm C/ Irrigação Ponta 2,5mm Non-stick	22cm	2,5mm
MA-3039RA1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm C/ Irrigação Ponta 0,7mm Non-stick	20cm	0,7mm
MA-3039RB1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm C/ Irrigação Ponta 1,0mm Non-stick	20cm	1,0mm
MA-3039RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm C/ Irrigação Ponta 1,5mm Non-stick	20cm	1,5mm
MA-3039RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm C/ Irrigação Ponta 2,0mm Non-stick	20cm	2,0mm
MA-3039RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm C/ Irrigação Ponta 2,5mm Non-stick	20cm	2,5mm
MA-3037RB1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm C/ Irrigação Ponta 1,0mm Non-stick	18cm	1,0mm
MA-3037RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm C/ Irrigação Ponta 1,5mm Non-stick	18cm	1,5mm
MA-3037RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm C/ Irrigação Ponta 2,0mm Non-stick	18cm	2,0mm
MA-3037RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm C/ Irrigação Ponta 2,5mm Non-stick	18cm	2,5mm
MA-3035RA1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm C/ Irrigação Ponta 0,7mm Non-stick	16cm	0,7mm
MA-3035RB1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm C/ Irrigação Ponta 1,0mm Non-stick	16cm	1,0mm
MA-3035RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm C/ Irrigação Ponta 1,5mm Non-stick	16cm	1,5mm
MA-3035RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm C/ Irrigação Ponta 2,0mm Non-stick	16cm	2,0mm
MA-3035RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm C/ Irrigação Ponta 2,5mm Non-stick	16cm	2,5mm



CÓDIGO	PINÇA BIPOLAR ROYAL NON-STICK SEM IRRIGAÇÃO	MED. (X)	MED. (Y)
MA-3042RA1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm Ponta 0,7mm Non-stick	22cm	0,7mm
MA-3042RB1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm Ponta 1,0mm Non-stick	22cm	1,0mm
MA-3042RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm Ponta 1,5mm Non-stick	22cm	1,5mm
MA-3042RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm Ponta 2,0mm Non-stick	22cm	2,0mm
MA-3042RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 22cm Ponta 2,5mm Non-stick	22cm	2,5mm
MA-3040RA1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm Ponta 0,7mm Non-stick	20cm	0,7mm
MA-3040RB1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm Ponta 1,0mm Non-stick	20cm	1,0mm
MA-3040RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm Ponta 1,5mm Non-stick	20cm	1,5mm
MA-3040RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm Ponta 2,0mm Non-stick	20cm	2,0mm
MA-3040RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 20cm Ponta 2,5mm Non-stick	20cm	2,5mm
MA-3038RA1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm Ponta 0,7mm Non-stick	18cm	0,7mm
MA-3038RB1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm Ponta 1,0mm Non-stick	18cm	1,0mm
MA-3038RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm Ponta 1,5mm Non-stick	18cm	1,5mm
MA-3038RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm Ponta 2,0mm Non-stick	18cm	2,0mm
MA-3038RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 18cm Ponta 2,5mm Non-stick	18cm	2,5mm
MA-3036RA1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm Ponta 0,7mm Non-stick	16cm	0,7mm
MA-3036RB1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm Ponta 1,0mm Non-stick	16cm	1,0mm
MA-3036RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm Ponta 1,5mm Non-stick	16cm	1,5mm
MA-3036RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm Ponta 2,0mm Non-stick	16cm	2,0mm
MA-3036RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta 16cm Ponta 2,5mm Non-stick	16cm	2,5mm



CÓDIGO	PINÇA BIPOLAR ROYAL NON-STICK MINI OPEN	MED. (X)	MED. (Y)
MA-3049RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 26cm C/ Irrigação Ponta 1,5mm Non-stick	26cm	1,5mm
MA-3049RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 26cm C/ Irrigação Ponta 2,0mm Non-stick	26cm	2,0mm
MA-3049RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 26cm C/ Irrigação Ponta 2,5mm Non-stick	26cm	2,5mm
MA-3050RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 26cm Ponta 1,5mm Non-stick	26cm	1,5mm
MA-3050RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 26cm Ponta 2,0mm Non-stick	26cm	2,0mm
MA-3050RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 26cm Ponta 2,5mm Non-stick	26cm	2,5mm
MA-3051RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 28cm C/ Irrigação Ponta 1,5mm Non-stick	28cm	1,5mm
MA-3051RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 28cm C/ Irrigação Ponta 2,0mm Non-stick	28cm	2,0mm
MA-3051RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 28cm C/ Irrigação Ponta 2,5mm Non-stick	28cm	2,5mm
MA-3052RC1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 28cm Ponta 1,5mm Non-stick	28cm	1,5mm
MA-3052RD1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 28cm Ponta 2,0mm Non-stick	28cm	2,0mm
MA-3052RE1	Pinça Bipolar Descartável Royal Baioneta Mini-open 28cm Ponta 2,5mm Non-stick	28cm	2,5mm





CÓDIGO	PINÇA BIPOLAR ROYAL NON-STICK PARA TUMOR	MED. (X)	MED. (Y)
MA-3400RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 18cm Ponta Ø3,0mm Non-stick	18cm	3,0mm
MA-3401RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 18cm Ponta Ø5,0mm Non-stick	18cm	5,0mm
MA-3402RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 18cm Ponta Ø7,0mm Non-stick	18cm	7,0mm
MA-3404RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 20cm Ponta Ø3,0mm Non-stick	20cm	3,0mm
MA-3405RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 20cm Ponta Ø5,0mm Non-stick	20cm	5,0mm
MA-3406RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 20cm Ponta Ø7,0mm Non-stick	20cm	7,0mm
MA-3408RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 22cm Ponta Ø3,0mm Non-stick	22cm	3,0mm
MA-3409RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 22cm Ponta Ø5,0mm Non-stick	22cm	5,0mm
MA-3410RTU	Pinça Bipolar Royal Baioneta Para Tumor 22cm Ponta Ø7,0mm Non-stick	22cm	7,0mm





Av. João Bassi, 572 – Pq. Industrial Ferreira Fernandes - CEP 07172-440 – Guarulhos – SP • Fone/Fax: +55 11 2431-4636

www.macominstrumental.com.br • macom@macominstrumental.com.br