




MÓDULO FECHAMENTO DE CRÂNIO



Sistema
Craniomaxilofacial

MÓDULO FECHAMENTO DE CRÂNIO

Registro ANVISA 80455630030



Sistema
Craniomaxilofacial

O **MÓDULO FECHAMENTO DE CRÂNIO** foi desenvolvido para fixar de maneira rápida e segura os retalhos cranianos nos procedimentos de neurocirurgia.

O módulo é composto por placas, parafusos e telas de diversas geometrias e tamanhos, favorecendo a escolha adequada a cada necessidade.

INDICAÇÕES

- Craniectomia
- Cranioplastia
- Reconstrução
- Traumatismo
- Fechamento de Trepanação

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Telas em titânio ASTM F-67 (grau 1);
- Placas em titânio ASTM F-67 (grau 2);
- Parafusos em titânio ASTM F-136;
- Parafusos autoperfurantes eliminam a necessidade de pré-perfuração.

Micro placas para fechamento
de trepanação simples ou com
acessos para drenos e catéteres




Parafuso cortical AP 1,5 | TI - cross-drive

PA.01.03.2657	3mm
PA.01.03.2512	4mm
PA.01.03.2513	5mm

Parafuso cortical ap 1,7 | TI - cross-drive (emergência)

PA.01.03.0057	4mm
PA.01.03.0058	5mm



Implantes



PA.01.03.0001

micro placa reta 4f

PA.01.03.0003

micro placa reta 6f

PA.01.03.0007

micro placa reta 10f

PA.01.03.0013

micro placa reta 16f



PA.01.03.0638

micro placa X ponte 5mm

PA.01.03.0639

micro placa X ponte 7mm

PA.01.03.0640

micro placa X ponte 9mm



PA.01.03.2518

micro placa reta ponte 10mm 2f

PA.01.03.2519

micro placa reta ponte 12mm 2f

PA.01.03.2539

micro placa reta ponte 12mm 2f



PA.01.03.0637

micro placa trevo



PA.01.03.0577

micro placa reta ponte 6mm 4f

PA.01.03.0578

micro placa reta ponte 8mm 4f



PA.01.03.0644

micro placa Y ponte 6mm 5f



PA.01.03.0566

micro placa quadrada 2x2f



PA.01.03.0568

micro placa retangular 3x2f

PA.01.03.0569

micro placa retangular 4x2f



PA.01.03.0649

micro placa para craniotomia
Ø15mm



PA.01.03.0648

micro placa para craniotomia
Ø20mm



PA.01.03.2540

micro placa para craniotomia
Ø18mm dreno 6mm




PA.01.03.2544

micro placa para craniotomia
Ø12 0,3mm



PA.01.03.2545


micro placa para craniotomia
Ø18 dreno 3,2mm



PA.01.03.2546


micro placa para craniotomia
Ø22 0,3mm

CRANIOPLASTIA




PA.01.03.0651 micro tela TR 50,6 x 74,6 x #0,3mm

PA.01.03.0654 micro tela TR 82,6 x 162,6 x #0,3mm




PA.01.03.2993 mini malha colméia 218,3x220,5 #1mm


PA.01.03.2987 mini malha colméia 218,3x220,5 #0,8mm




PA.01.03.2683 mini tela média 219x219 #1mm



PA.01.03.2679 micro tela média 143x143 #0,6mm




PA.01.03.2527 micro tela 3D 200x200 #0,6mm



PA.01.03.2978 micro tela I 120x120 #0,3mm

ASSOALHO ORBITAL



PA.01.03.2976 micro tela I 40x40 #0,3mm


PA.01.03.2977 micro tela I 90x90 #0,3mm



PA.01.03.2959 micro tela estrela 51,1x52,7 #0,2mm

PA.01.03.2960 micro tela estrela 74,5x 3,2 #0,2mm

PA.01.03.2961 micro tela estrela 90,1x133,7 #0,2mm



PA.01.03.2894 micro malha colméia 139,5x143,9 #0,3mm

* Disponibilidade de outras geometrias sob consulta.

Instrumentais



PA.02.03.0161

Broca Ø1,1 x 50mm com stop 5mm J-Latch



PA.02.03.0093

Ponteira cross drive 1,5mm



PA.02.03.0834

Pinça para placas nº 2

PA.02.03.0191

Broca Ø1,1 x 100mm com stop 5mm J-Latch



PA.02.03.3923

Cabo engate rápido CMF Ti/Al



PA.02.03.2770

Alicate de corte pequeno tipo tesoura

Set

Módulo NEURO

NEUROFLAP





Rua 1A JC, 138 - Jardim Centenário
CEP 13503-510 | Rio Claro | SP | Brasil
Fone/ Fax: +55 (19) 3522-1177
traumec.com.br | vendas@traumec.com.br

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade médica. Imagens meramente ilustrativas. Rev. 0/NOV2019